

Fitonasal Pediatric

Decongestiona e protegge la mucosa

SPRAY NEBULIZZATORE AD AZIONE DECONGESTIONANTE
NON FARMACOLOGICA

Ideale in caso di:

- Congestione nasale
- Tosse conseguente a raffreddamento

SOLUZIONE IPERTONICA BILANCIATA E STANDARDIZZATA



Con **Tannisal**
Complesso molecolare naturale
di Tannini e Salgemma



DISPOSITIVO MEDICO Classe IIa

Fitonasal Pediatric è un **decongestionante innovativo** appositamente formulato per liberare il naso in caso di congestione ed irritazione delle cavità nasali dovute a sindromi influenzali, raffreddore comune, riniti allergiche e sinusiti sia acute che croniche.

Fitonasal Pediatric agisce grazie a **TANNISAL**, un complesso molecolare naturale di tannini e salgemma, che interagisce con la mucosa nasale svolgendo:

1. Un'azione decongestionante con duplice meccanismo non farmacologico

- **Precipitazione della bradichinina:** i tannini contenuti nel prodotto sono in grado di legare questo mediatore dell'infiammazione riducendo così la congestione nasale;
- **Osmolarità bilanciata e standardizzata** (600 mOsm/kg) che favorisce il richiamo di acqua dai tessuti congestionati senza irritare e seccare la mucosa.

2. Un'azione protettiva

- Che normalizza la mucosa nasale grazie all'adesione delle sostanze attive e alla loro efficace azione antiossidante.

Inoltre il prodotto, grazie al suo getto nebulizzato a flusso continuo, ha un'azione di **pulizia profonda delle cavità nasali** che **rimuove il muco in eccesso e gli agenti patogeni, irritanti ed allergizzanti** in esso intrappolati (*virus, batteri, fumo, smog, pollini, sostanze irritanti, etc.*).

Questa azione è particolarmente utile nel lattante che non è in grado di soffiare il naso e nel bambino che non lo fa in maniera adeguata.

Per queste sue caratteristiche **Fitonasal Pediatric**, è particolarmente indicato in caso di **tosse da scolo retro nasale**. Infatti l'eventuale ristagno di muco nelle cavità nasali e la presenza di microrganismi e sostanze allergizzanti, attraverso lo scolo retro nasale, possono essere causa di tosse o altre problematiche come **mal di gola e otiti medie**.

Fitonasal Pediatric non contiene decongestionanti vasocostrittori e, grazie al suo innovativo meccanismo d'azione non farmacologico, non crea assuefazione, non secca la mucosa nasale, non irrita e può essere utilizzato frequentemente, anche per periodi prolungati.

L'uso del prodotto nel lattante e nel bambino, favorisce la respirazione e facilita il riposo notturno.

CONFEZIONE

Fitonasal Pediatric si presenta in un contenitore ad erogazione spray dotato di tecnologia "**bag on valve**" (BOV) che è parte integrante dell'efficacia del prodotto e che offre quindi molteplici vantaggi:

- **Praticità** - la tecnologia BOV consente un'**erogazione a flusso continuo** ed in **tutte le posizioni**, particolarmente utile nei primi anni di vita;
- **Ergonomicità** - il beccuccio erogante è stato pensato per rispettare anche il naso dei più piccoli;
- **Qualità** - il prodotto è contenuto in un sacchetto isolato dall'esterno, così da consentirne l'uscita ma non il rientro di aria, liquidi o altri residui;
- **Tutela dell'ambiente** - Contiene gas propellente (Azoto) che rispetta lo strato di ozono.

INDICAZIONI

Fitonasal Pediatric è indicato in tutti i casi di congestione ed irritazione delle cavità nasali dovute a sindromi influenzali, raffreddore, riniti allergiche e sinusiti sia acute che croniche.

Può essere usato inoltre come trattamento coadiuvante in caso di tosse, mal di gola causati da scolo retro nasale e otiti medie conseguenti a congestione nasale. Ideale per un uso frequente.

Il prodotto è indicato a partire dai 6 mesi di età.

MODO D'USO

Utilizzare almeno **2 volte al giorno**, mattina e sera e ogni qualvolta lo si ritiene necessario. Per un'efficace azione decongestionante e protettiva della mucosa utilizzare **Fitonasal Pediatric** come di seguito indicato:

Da 6 mesi ad un anno di età

 <p>1. Distendere il bambino su un fianco e inserire l'erogatore nella narice superiore, erogare il prodotto.</p>	 <p>2. Ripetere l'operazione nell'altra narice distendendo il bambino sull'altro lato.</p>
--	---

Sopra l'anno di età

 <p>1. Inserire l'erogatore nella narice ed esercitare una leggera pressione per alcuni secondi.</p>	 <p>2. Pulire il naso o, se possibile, soffiarlo e ripetere la nebulizzazione nell'altra narice.</p>
---	---

Dopo ciascun utilizzo pulire l'erogatore con un panno umido e pulito e asciugare con cura. **Con beccuccio comfort – indicato anche per il naso dei più piccoli.**

COMPOSIZIONE

Sostanze funzionali: TANNISAL, complesso molecolare naturale standardizzato composto da: frazione tanninica da Amamelide e salgemma (sale di estrazione mineraria non trattato chimicamente).
Contiene inoltre: Acqua, Glicerina vegetale, Succo di limone, Nahcolite (Bicarbonato di sodio naturale).
Il prodotto è 100% naturale e non contiene conservanti.

AVVERTENZE

Non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti. Se i sintomi persistono consultare il medico. Utilizzare esclusivamente per via nasale. Evitare il contatto con gli occhi. Nel caso lavarli con acqua.

Attenzione - Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Proteggere dai raggi solari. **Non esporre a temperature superiori a 50° C/122 °F.** Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.

SCADENZA

Vedere la scadenza riportata sulla confezione. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata. La data di scadenza indicata sulla confezione resta invariata anche dopo la prima erogazione.

CONFEZIONE VENDITA: Spray nebulizzatore da 125 ml

DATA ULTIMA REVISIONE: Dicembre 2019



 **Aboca S.p.A. Società Agricola**

Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia - www.aboca.com

Azienda con sistema di gestione qualità ISO 9001 e ISO 13485
e sistema di gestione ambientale ISO 14001 certificati.