

# Fitonasal Pediatric

Descongessiona e protege a mucosa

SPRAY NEBULIZADOR COM AÇÃO  
DESCONGESTIONANTE NÃO FARMACOLÓGICA

Ideal em caso de:

- Congestão nasal
- Tosse provocada por constipação

SOLUÇÃO HIPERTÓNICA EQUILBRADA E PADRONIZADA



Com **Tannisal**  
Complexo molecular natural  
de Taninos e Sal-gema



DISPOSITIVO MÉDICO Classe IIa

**Fitonasal Pediatric** é um **descongessionante inovador** especificamente formulado para libertar o nariz em caso de congestão e irritação das cavidades nasais devido a síndromes de gripe, constipação, rinites alérgicas e sinusites agudas e crónicas.

**Fitonasal Pediatric** atua graças a **TANNISAL**, um complexo molecular natural de taninos e sal-gema, que interage com a mucosa nasal desenvolvendo:

#### 1. Uma ação descongessionante com duplo mecanismo não farmacológico

- **Precipitação da bradiginina:** os taninos contidos no produto conseguem ligar este mediador da inflamação reduzindo assim a congestão nasal;
- **Osmolalidade equilibrada e padronizada** (600 mOsm/kg) que favorece a eliminação de água dos tecidos congestionados sem irritar e secar a mucosa.

#### 2. Uma ação protetora

- Que normaliza a mucosa nasal graças à adesão das substâncias ativas e à sua eficaz ação antioxidante.

Além disso o produto, graças ao seu jato pulverizado de fluxo contínuo, tem uma ação de **limpeza profunda das cavidades nasais** que **remove o muco em excesso e os agentes patogénicos, irritantes e alérgicos** retidos no mesmo (*vírus, bactérias, fumo, smog, pólenes, substâncias irritantes, etc.*).

**Esta ação é particularmente útil no lactente que não consegue assoar o nariz e em crianças que não o fazem de forma adequada.**

Por estas suas características, **Fitonasal Pediatric** é particularmente indicado em caso de **tosse por corrimento pós-nasal**. De facto, a eventual acumulação de muco nas cavidades nasais e a presença de microorganismos e substâncias alérgicas, através do **corrimento pós-nasal**, podem provocar tosse ou outros problemas como **dor de garganta e otites médias**.

**Fitonasal Pediatric** não contém descongessionantes vasoconstritores e, graças ao seu inovador mecanismo de ação não farmacológico, não provoca habituação, não seca a mucosa nasal, não irrita e pode ser usado frequentemente, mesmo por períodos prolongados. O uso do produto em lactentes e crianças favorece a respiração e facilita o repouso noturno.

### EMBALAGEM

**Fitonasal Pediatric** está disponível num frasco com spray nebulizador com tecnologia “**bag on valve**” (BOV) que é parte integrante da eficácia do produto e que oferece múltiplas vantagens:

- **Praticidade** - a tecnologia BOV permite **uma pulverização de fluxo contínuo** e em **todas as posições**, particularmente útil nos primeiros anos de vida;
- **Ergonomia** - o aplicador foi pensado para respeitar também o nariz dos mais pequenos;
- **Qualidade** - o produto encontra-se dentro de um saco isolado do exterior, permitindo assim a sua saída mas não o retorno de ar, líquidos ou outros resíduos;
- **Proteção do ambiente** - contém um gás propulsor (azoto) que respeita a camada do ozono.

### INDICAÇÕES

**Fitonasal Pediatric** é indicado nos casos de congestão e irritação das cavidades nasais devido a síndromes de gripe, constipação, rinites alérgicas e sinusites agudas e crónicas. Pode também ser utilizado como tratamento coadjuvante em caso de tosse e dor de garganta causadas por corrimento pós-nasal e otites médias provocadas por congestão nasal. Ideal para uso frequente. O produto é indicado a partir dos 6 meses de idade.

## MODO DE USO

Utilizar pelo menos **2 vezes por dia**, de manhã e à noite, e sempre que seja necessário. Para uma eficaz ação descongestionante e protetora da mucosa, utilizar **Fitonasal Pediatric** tal como indicado em seguida:

### Dos 6 meses a um ano de idade



1. Deitar a criança de lado e inserir o spray nebulizador na narina superior; pulverizar o produto.



2. Repetir a operação na outra narina deitando a criança do outro lado.

### Com mais de um ano de idade



1. Introduzir o spray nebulizador na narina e pressionar ligeiramente durante alguns segundos.



2. Limpar o nariz ou, se possível, assoá-lo e repetir a pulverização na outra narina.

Após cada utilização, lavar o spray nebulizador com um pano húmido e limpo e secar com cuidado.

**Com aplicador comfort - indicado também para o nariz dos mais pequenos.**

## COMPOSIÇÃO

**Substâncias funcionais:** TANNISAL, complexo molecular natural padronizado composto por: fração tanínica de Hamamélis e Sal-gema (sal de extração mineira não tratado quimicamente).

**Contém também:** Água, Glicerina vegetal, Sumo de limão, Nahcolite (Bicarbonato de sódio natural).

**O produto é 100% natural e não contém conservantes.**

## ADVERTÊNCIAS

Não utilizar se existir hipersensibilidade ou alergia individual em relação a um ou mais componentes. Se os sintomas persistirem, consultar o médico. Utilizar exclusivamente por via nasal. Evitar o contacto com os olhos. Se tal acontecer, lavá-los com água.

**Atenção** - Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. Não furar nem queimar, mesmo após a utilização. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas ou outras fontes de ignição. Não fumar. Manter ao abrigo da luz solar. **Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.** Manter fora do alcance das crianças.

Conservar em local fresco, seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. A data de validade refere-se ao produto íntegro e corretamente conservado.

## VALIDADE

Ver a data de validade na embalagem. Não utilizar após a data de validade indicada.

A data de validade indicada na embalagem permanece inalterada também após a primeira nebulização.

**EMBALAGEM PARA VENDA:** Spray Nebulizador de 125 ml

**DATA DA ÚLTIMA REVISÃO:** 12/2019



**Aboca S.p.A. Società Agricola**

Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia - [www.aboca.com](http://www.aboca.com)

Empresa com sistema de gestão de qualidade ISO 9001 e ISO 13485 e sistema de gestão ambiental ISO 14001 certificados.